Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 ърянък (+6032/39-U5-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 **Екатеринбург** (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 каров (8352/08-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Санкт-Петербург (812)309-46-40 Тюмень (3452)66-21-18 Саратов (845)249-38-78 Ульяновск Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13

Уфа (347)229-48-12 Хабаровск **Челябинск** Ярославль (4852)69-52-93

Таджикистан (992)427-82-92-69

http://resla.nt-rt.ru || rso@nt-rt.ru

## портативный аппарат квч терапии КВЧ-НД2 Техническое описание



Аппарат "КВЧ-НД2" является портативной автономной модификацией стационарного аппарата "КВЧ-НД", сохраняя при этом все его технические характеристики, обеспечивающие физиотерапевтические параметры.

## Показания:

Язвенные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Воспалительные и дистрофические процессы.

Ортопедо-травматологическая практика.

Сосудистые заболевания головного мозга.

Дерматологические заболевания.

Снятие усталости, поднятие тонуса организма.

Краткие характеристики прибора:

Питание от четырех встроенных "пальчиковых" аккумуляторов АА напряжением 1,2В.

Среднее время одной процедуры 3-15 мин.

Общее время работы от зарядки до зарядки не менее 3 часов.

Время зарядки аккумуляторов от внешнего адаптера 12Вольт не менее 3 часов.

Габариты 150x80x30мм.

Масса не более 0,35кг.

КВЧ-излучение на одной из длин волн (с полосой качания 100мГц): 7.1, 5.6 и 4.9мм.

Плотность потока мощности одного излучателя: 2-6 мВт/см2.

Встроенный индикатор наличия мощности КВЧ.

Установка времени воздействия в интервале от 1 до 99 мин с помощью встроенного таймера.

Окончание процедуры сопровождается звуковым сигналом.

Микропроцессорный автономный аппарат КВЧ-терапии "КВЧ-НД2" со встроенным аккумуляторным питанием, предназначен для лечения широкого спектра заболеваний, вызванных снижением защитных функций организма.

КВЧ (крайне высокочастотное) излучение оказывает благотворное влияние на иммунологический статус организма, улучшает реологические свойства крови, и таким образом создает условия защиты организма от агрессивных факторов, нормализует местные восстановительные процессы. Лечение проводится, как правило, безмедикаментозно, но с очень высокой эффективностью.

Аппарат, размером чуть больше пачки сигарет легко транспортируется, абсолютно электробезопасен, т.к. не имеет связи с электрической сетью. Это позволяет применять его больным, длительное время прикованным к кровати, а также в условиях, где отсутствует электрическая сеть.